



ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку бытовых весов фирмы CAS. Просим ознакомиться с настоящим руководством прежде, чем приступить к работе. Обращайтесь к нему по мере необходимости.

Весы бытовые HE-1 предназначены для измерения и индикации на дисплее Вашего веса. Эти электронные весы имеют следующие характеристики:

- работа весов основана на использовании высокоточного тензометрического датчика;
- платформа весов изготовлена из закаленного стекла толщиной 10 мм;
- наибольший предел взвешивания 150 кг;
- наименьший предел взвешивания 2,0 кг;
- дискретность отсчета 0,1 кг;
- жидкокристаллический дисплей с 4 разрядами высотой 25 мм;
- включение весов нажатием ноги;
- автоматическое обнуление показаний;
- автоматическое выключение весов;
- индикация перегрузки;
- питание весов от низковольтной батарейки;
- высота весов – 70 мм, диаметр – 355 мм, масса – 5 кг.

Представительство фирмы-изготовителя: 123308, Москва, пр. маршала Жукова, 1, офис 523. Тел.: (095) 784-7704, факс: (095) 784-7747.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте крышку батарейного отсека в основании весов.
- Вытащите из отсека панель контактов и наденьте ее на 9-вольтовую батарейку щелочного типа, например «Крону».
- Вставьте батарейку в отсек и закройте его крышкой.

Внимание! Весы поставляются без батареек

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Установите весы на твердом ровном основании.
- Проще всего весы включаются, если, зацепив край платформы (например, ногой), немного приподнять ее и отпустить. Срабатывание происходит при легкой ударной нагрузке на платформу. Амплитуда удара достаточна, если отпустить над платформой монету с высоты несколько сантиметров.
- После удара на дисплее можно видеть, как происходит тестирование индикатора с высвечиванием его отдельных сегментов. Затем на дисплее высветится нулевое показание, а слева от него – надпись < OK >. Весы готовы к взвешиванию.
- Встаньте аккуратно на платформу так, чтобы Ваш вес был одинаково распределен на обеих ногах, и подождите, пока весы обработают результат измерения, а затем на дисплее будет показан Ваш вес.
- Считайте показания и сойдите с платформы. На дисплее высветится нулевое показание.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Если после взвешивания весы не нагружались в течение 5 ~ 8 секунд, произойдет их автоматическое отключение. Новое взвешивание производится так же, как описано в предыдущем разделе.
- Аналогично этому, весы отключаются автоматически, если нагрузка остается фиксированной достаточно долго.

СООБЩЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ

- Если при включении весов встать на платформу слишком рано (до появления на дисплее нулевого показания), то высветится сообщение об ошибке < E r r >. В этом случае сойдите с платформы и выполните все действия правильно.
- Такое же сообщение о неисправности < E r r > высветится, если взвешиваемый груз оказался больше наибольшего предела взвешивания, т.е. 150 кг. Следует разгрузить весы.

- Когда батарейка питания оказалась разряженной, на дисплее появляется сообщение < L O >. После этого нужно сразу заменить использованную батарейку на новую.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Весы имеют разрешающую способность 1500, поэтому они относятся к прецизионной технике. Берегите их! Не бросайте их и не прыгайте на них.
- Если Вы заметили, что показания веса не надежные или не точные, проверьте, чтобы место, на котором установлены весы, было ровным и твердым. Неровный пол может влиять на показания.
- Чтобы следить за изменениями веса в течение длительного времени, всегда устанавливайте весы на одно и то же место с одной и той же поверхностью.
- Взвешивайтесь без одежды и обуви, перед едой и всегда в одно и то же время. Утренние часы – подходящее время.
- Протирайте весы влажной тряпкой, но вода не должна попадать внутрь весов. Пользоваться растворителями и другими летучими веществами при протирке запрещается.
- Не храните весы в вертикальном положении (иначе батарейка может вытечь).
- При длительном хранении батарейку выньте из весов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Весы бытовые HE-1	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма-изготовитель гарантирует соответствие весов техническим характеристикам и их безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со времени продажи, но не более 18 месяцев со времени его изготовления.

CAS

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

